



Dansk brugervejledning til MySpeak W10

Dansktalende armbåndsur – Dame og Herre model.

HMI - Damemodel: 134082

HMI - Herremodel: 134084



MySpeak W10 kan angive klokken på 2 forskellige måder:

- Digital tid 14:10
- Analog tid 10 minutter over 2 om eftermiddagen

Betjening:

- **Knap (1)** – Taleknappen: Tryk kortvarigt på knappen for at høre klokken.
***OBS:** Vær opmærksom på at uret slukkes, hvis knappen holdes inde mere end 10 sekunder. Du vil høre et "bib bib" når uret slukkes. For at tænde det igen, hold knappen inde indtil uret annoncerer klokken.*
- **Kronen (2)**: Kronen er ud for kl. 3. og bruges til at indstille viserne. Træk kronen ud, indstil viserne og skub kronen ind igen. Visere og tale kører uafhængig af hinanden og skal derfor indstilles hver for sig.
- **Knap (3)**: Den tilbagetrukne knap (3) ud for kl. 4 bruges til at indstille minutter. Der skal bruges en spids genstand for at aktivere knappen. Tryk det antal gange, der skal til, for at minutter passer.
Knap (3) bruges ligeledes til at justere lydstyrken. Uret har 2 niveauer, men vær opmærksom der er minimal forskel på de 2 niveauer. Hold knappen inde indtil uret afgiver et "Bib Bib". For hver gang du nu trykker på taleknappen, skifter lydstyrken. Når den ønskede lydstyrke høres, afvent da ca. 5. sekunder, hvorefter uret afgiver et "Bib" som indikerer, at lydstyrken er gemt.
- **Knap (4)**: Den tilbagetrukne knap (4) ud for kl. 8 bruges til at indstille timer. Der skal bruges en spids genstand for at aktivere knappen. Tryk det antal gange der skal til, for at timer passer. Denne knap bruges også til at skifte tidsformat med – altså fra hhv. digital tid til analog tid og omvendt. Formatet skifter hver gang man trykker sig frem til midnat (00.00 / 12 om natten).

Batteriskift:

Urets batteritid er meget afhængig af brugsmønster og det vil derfor være meget individuelt, hvornår batteriet skal skiftes. Uret bruger 1 stk CR2025 batteri. Skal du have skiftet batteriet, så anbefaler vi at indsende det til MyEyes eller alternativt at lade en urmager gøre det for dig. Skiftes batteriet af en urmager i reklamationsperioden og uret efterfølgende er defekt, bortfalder reklamationsretten.

OBS: Uret er ikke vandtæt og bør tages af før håndvask, opvask, bad og lign.